


IB MT 850 S-V10 1424, Revision Date: 2024-03-06



Description of this Thermometer

- 1** Multifunction button
- 2** Display
- 3** Battery compartment cover
- 4** Measuring sensor / measuring tip
- 5** Body mode
- 6** Water bath mode
- 7** Ambient mode
- 8** Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

**Important Safety Instructions**

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.

- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!

- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect device from impact and dropping.
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Do not immerse temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!

- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.

- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local MicroLife-Service to arrange the test.

**WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

- Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

- Read the instructions carefully before using this device.

- Type BF applied part

**Turning on the Thermometer**

To turn on the thermometer, press the multifunction button **1**; a short beep signals «thermometer ON» and a red and green backlight lights up. A display test is performed. All segments should be displayed.

**Function Test**

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by **«ERR»** on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

**Select the Measuring Mode**

Press the multifunction button **1** to select the desired mode; the device will set up the chosen mode if there is no switch within 3 seconds. After the mode selection is completed, the thermometer is ready for use.

**Using the Thermometer**
**Measuring in body mode 5**

The last measurement reading will be shown on the display **2** automatically for 2 seconds with the **«M»** icon.
Si la temperatura ambiente es inferior a 34 °C, una «←» and «C» appear on the display field **2**. The thermometer is ready for use now. Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and flashes. If a long beep is heard and the displayed temperature is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

4 short beeps and a red LCD backlight alert the patient that he/she has reached a temperature equal to or higher than 37.5 °C. Reference: Oral temperature.
To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

**Measuring in water bath mode 6**
The temperature will be displayed continuously without backlight when the temperature is between 5 - 50 °C.

**Measuring in ambient mode 7**
The temperature will be displayed continuously without backlight when the temperature is between -10 - +50 °C.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the multifunction button **1**. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

**Measuring methods / Normal body temperature**

**In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C**
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor **4** under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading.

Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least **5 minutes**, regardless of the beep sound.

**In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C**
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor **4** must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air. If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

**Approx. measuring time: 8 seconds!**


**► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C**

Carefully insert the measuring sensor **4** of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.
The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended.

If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

**Approx. measuring time: 8 seconds!**

**Cleaning and disinfecting**
For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer (see number **8**) in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, lift the disinfectant dry off for 1 minute before next use.



**For professional use:** Additionally, you may apply probe covers (available as accessory). Contact MicroLife for more details concerning further disinfection for your thermometer model.

**Battery Replacement**

The battery needs replacing, when only the «battery» symbol appears on the display. Remove the battery compartment cover **3** from the thermometer. Insert the battery. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

**Technical Specifications**

**Type:** Maximum thermometer
**Measurement range:**
Body mode: 32 - 43.9 °C
Temp. < 34.0 °C: display «←» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)
Water bath mode: 5 - 50 °C
Temp. < 5 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 50 °C: display «H» for high (too high)
Ambient mode: -10 - +50 °C
Temp. < -10 °C: display «ERR» for low (too low)
Temp. > 50 °C: display «H» for high (too high)

**Measurement accuracy:**
Body mode: ± 0.1 °C between 32 - 43.9
Water bath mode: ± 1 °C between 5 - 50 °C
Ambient mode: ± 1 °C between -10 - +50 °C

**Operating conditions:**
**Storage conditions:**
-25 - +60 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity
**Battery:**
3V, CR1632
**Battery lifetime:**
approx. 2000 measurements (using a new battery)
IP67

**IP Class:**
**Reference to standards:**
EN 12470-3, clinical thermometers;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

**Expected service life:**
5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

**Guarantee**

This device is covered by a lifetime guarantee from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, MicroLife will repair or replace the defective product free of charge. Opening or altering the device invalidates the guarantee.

- The following items are excluded from the guarantee:
  - Transport costs and risks of transport.
  - Damage caused by incorrect application or non-compliance with the instructions for use.
  - Damage caused by leaking batteries.
  - Damage caused by accident or misuse.
  - Packaging/storage material and instructions for use.
  - Regular checks and maintenance (calibration).
  - Accessories and wearing parts: Battery.
- Should guarantee service be required, please contact the dealer from where the product was purchased, or your local MicroLife service. You may contact your local MicroLife service through our website: www.microlife.com/support
- Compensation is limited to the value of the product. The guarantee will be granted if the complete product is returned with the original invoice. Repair or replacement within guarantee does not prolong or renew the guarantee period. The legal claims and rights of consumers are not limited by this guarantee.

<b>Descripción de este termómetro</b>	<b>ES</b>
<b>1</b> Botón multifunción	<b>2</b> Pantalla
<b>3</b> Tapa del compartimento de la batería	<b>4</b> Sensor de medición / punta de medición
<b>5</b> Modo de Cuerpo	<b>6</b> Modo baño de agua
<b>7</b> Modo ambiente	<b>8</b> Área de limpieza y desinfección (superficie completa del termómetro)

**Instrucciones importantes de seguridad**

- Siga las instrucciones de uso. Este documento proporciona información importante de operación y seguridad del producto con respecto a este dispositivo. Lea atentamente este documento antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas. Este dispositivo solo se debe utilizar para medir la temperatura del cuerpo humano por vía oral, rectal o axilar. No intente tomar temperaturas en otros sitios, como en el oído, ya que puede dar lugar a lecturas falsas y provocar lesiones.
- No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o detecta alguna anomalía.
- Recomendamos limpiar este dispositivo de acuerdo con las instrucciones de limpieza antes del primer uso para la higiene personal.
- ¡Se debe respetar, sin excepción, el tiempo mínimo de medición, hasta escuchar un pitido o señal de bip!
- Tenga en cuenta que las diferentes ubicaciones de medición pueden requerir una medición continua incluso después del pitido o señal de la sección «Tipos de medición / Temperatura corporal normal».
- No intente realizar mediciones rectales en personas con trastornos rectales. Hacerlo puede agravar o empeorar el trastorno. Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían tragarse algunos de las piezas más pequeñas. Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento en caso de que este dispositivo se suministre con cables o tubos.
- No use el dispositivo cerca de fuentes campos eléctricos tales como teléfonos móviles o equipos de radio. Mantenga el dispositivo a una distancia mínima de 3.3 m de estos aparatos cuando utilice.
- ¡Proteja el instrumento de impactos y caídas!
- ¡Evite doblar la sonda del termómetro más de 45 °!
- ¡Evite someter el instrumento a una temperatura ambiente superior a 60 °C. ¡El instrumento NUNCA debe ser hervido!
- Use solo los desinfectantes comerciales enumerados en la sección «Limpieza y desinfección» para limpiar el dispositivo y evitar daños en el dispositivo.
- Recomendamos que la precisión de este dispositivo se pruebe cada dos años o después de un impacto mecánico (por ejemplo, si se cae). Póngase en contacto con su servicio local MicroLife para organizar la prueba.

Este dispositivo esta en conformidad con los requerimientos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

- Garantía**
Este dispositivo está cubierto por una garantía de por vida a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, a nuestra discreción, MicroLife reparará o reemplazará el producto defectuoso de forma gratuita.
La garantía no será válida si abre o manipula el dispositivo.
Los siguientes artículos están excluidos de la garantía:
  - Costos de transporte y riesgos del transporte.
  - Daños causados por la aplicación incorrecta o el incumplimiento de las instrucciones de uso.
  - Daño causado por fugas de baterías.
  - Daño causado por accidente o mal uso.
  - Materiales de embalaje / almacenamiento e instrucciones de uso.
  - Comprobaciones periódicas y mantenimiento (calibración).
  - Accesorios y piezas de desgaste: Batería.
- En caso de que se requiera un servicio de garantía, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto o con su servicio local de MicroLife. Puede ponerse en contacto con su servicio local MicroLife de través de nuestro sitio web: www.microlife.com/support.
- La compensación se limita al valor del producto. La garantía se otorgará si el producto completo se devuelve con la factura original. La reparación o el reemplazo dentro de la garantía no prolonga ni renueva el período de garantía. Los reclamos y derechos legales de los consumidores no están limitados por esta garantía.

**ADVERTENCIA:** El resultado de medición dado por este dispositivo no es un diagnóstico! No confíe solo en el resultado de la medición.

- Las baterías y los dispositivos electrónicos se deben eliminar según indique la normativa local pertinente y no se deben desachar junto con la basura doméstica.

- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

- Pieza aplicada tipo BF

**Puesta en marcha del termómetro**

Para encender el termómetro, pulse el botón multifunción **1**; un breve pitido o señal de bip indica que el «termómetro está encendido» y se ilumina una luz de fondo roja y verde. Se realiza una prueba de pantalla. Todos los iconos deben aparecer en la pantalla.

**Prueba de funcionamiento**
El funcionamiento correcto del termómetro se comprueba automáticamente cada vez que se enciende. En caso de detectar un fallo de funcionamiento (medición imprecisa), se indica mediante **«ERR»** en la pantalla y ya no es posible realizar ninguna medición. En este caso, el termómetro debe sustituirse.

**Selección el modo de medición**

Presione el botón multifunción **1** para seleccionar el modo deseado; El dispositivo configurará el modo elegido si no hay un cambio en 3 segundos. Una vez que se completa la selección de modo, el termómetro está listo para su uso.

**Uso del termómetro**
**Medición en el modo de cuerpo 5**

La última lectura de medición se visualiza en el display **2** automáticamente durante 2 segundos con el icono **«M»**.

Si la temperatura ambiente es inferior a 34 °C, una «←» y «C» aparecen en la pantalla **2**. Ahora, el termómetro está preparado para realizar la medición de la temperatura.

Elija el método de medición preferido. Al tomar una medición, la temperatura actual se visualiza continuamente y parpadea. Si se oye un pitido largo y la temperatura mostrada ya no parpadea, la temperatura predictiva final ha sido determinada y el termómetro puede ser leído.

Cuando el dispositivo emite 4 pitidos cortos y se enciende la luz de pantalla roja, el dispositivo indica al paciente que la temperatura es igual a superior a 37,5 °C. Referencia: temperatura oral.

Para lograr resultados comparables, permita 1 minuto de intervalo entre las mediciones.

**Medición en modo de baño de agua 6**
La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura este entre 5 - 50 °C.

**Medición en modo ambiente 7**
La temperatura se mostrará continuamente sin luz de fondo cuando la temperatura este entre -10 - +50 °C.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón multifunción **1**. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 10 minutos.

**Tipos de medición / Temperatura corporal normal**

**► En la axila (via axilar) / 34.7 - 37.3 °C**
Limpie la axila con una toalla seca. Coloque el sensor de medición **4** debajo del brazo en el centro de la axila para que la punta toque la piel y coloque el brazo del paciente al lado del cuerpo del paciente. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte la lectura. Porque el axilar toma más tiempo para alcanzar su temperatura estable espere al menos **5 minutos**, independientemente del pitido.

**► En la boca (via oral) / 35.5 - 37.5 °C**
No coma ni beba nada caliente o frío 10 minutos antes de la medición. La boca debe permanecer cerrada hasta 2 minutos antes de comenzar una lectura.
Coloque el termómetro en una de las dos bolsas situadas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte la lectura. Porque el axilar toma más tiempo para alcanzar su temperatura estable espere al menos **5 minutos**, independientemente del pitido.

**► En la boca (via oral) / 35.5 - 37.5 °C**
No coma ni beba nada caliente o frío 10 minutos antes de la medición. La boca debe permanecer cerrada hasta 2 minutos antes de comenzar una lectura.
Coloque el termómetro en una de las dos bolsas situadas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte la lectura. Porque el axilar toma más tiempo para alcanzar su temperatura estable espere al menos **5 minutos**, independientemente del pitido.

Si no es posible debido a vías aéreas bloqueadas, se debe utilizar otro método para medir.

**Duración aprox. de la medición: ¡8 segundos!**
**► En el ano (via rectal) / 36.6 - 38.0 °C**
Suavemente, inserte el sensor de medición **4** del termómetro en el ano, unos 2 a 3 cm.
Se recomienda el uso de una cubierta de sonda y el uso de un lubricante.

Si no está seguro de este método de medición, debe consultar a un profesional para obtener orientación / capacitación.

**Duración aprox. de la medición: ¡8 segundos!**
**► En el ano (via rectal) / 36.6 - 38.0 °C**
Suavemente, inserte el sensor de medición **4** del termómetro en el ano, unos 2 a 3 cm.
Se recomienda el uso de una cubierta de sonda y el uso de un lubricante.

Si no está seguro de este método de medición, debe consultar a un profesional para obtener orientación / capacitación.

**Duración aprox. de la medición: ¡8 segundos!**
**► En el ano (via rectal) / 36.6 - 38.0 °C**
Suavemente, inserte el sensor de medición **4** del termómetro en el ano, unos 2 a 3 cm.
Se recomienda el uso de una cubierta de sonda y el uso de un lubricante.

Si no está seguro de este método de medición, debe consultar a un profesional para obtener orientación / capacitación.

**Limpieza y desinfección**
Para la desinfección en el entorno de uso doméstico, use un hisopo con alcohol isopropílico al 70% o un pañuelo de algodón humedecido con alcohol isopropílico al 70% para limpiar los contaminantes de la superficie de la sonda del termómetro. Siempre comience a limpiar desde el extremo de la sonda del termómetro (aprox. En el medio del termómetro) hacia la punta del termómetro. Luego todo el termómetro/véase el número 8 en el dibujo) debe sumergirse en alcohol isopropílico al 70% durante al menos 5 minutos (máx. 24 horas). Después de la inmersión, deje que el desinfectante se seque durante 1 minuto antes del próximo uso.

**Para uso profesional:** Además, puede aplicar cubiertas de sonda (disponibles como accesorio). Comuníquese con MicroLife para obtener más detalles sobre otros desinfectantes para su modelo de termómetro.

**Sustitución de la batería**

La batería, es necesario sustituir, cuando solo la «batería» símbolo aparece en la pantalla. Para cambiar la pila, levante la tapa **3** del compartimiento de la pila del termómetro. Inserte la nueva pila de manera que el signo + quede mirando hacia arriba. Procure tener a mano una pila del mismo tipo. Las pilas se pueden comprar en cualquier tienda de electricidad.

<b>Especificaciones técnicas</b>	<b>FR</b>
<b> Tipo:</b>	Termómetro de máxima
<b> Nivel de medición:</b>	Modo de Cuerpo: 32 - 43.9 <span> </span> °C Temp. < 34.0 <span> </span> °C: aparece «←» por low (demasiado baja) Temp. > 43.9 <span> </span> °C: aparece «H» por high (demasiado alta) Modo baño de agua: 5 - 50 <span> </span> °C Temp. < 5 <span> </span> °C: aparece «L» por low (demasiado baja) Temp. > 50 <span> </span> °C: aparece «H» por high (demasiado alta) Modo ambiente: -10 - +50 <span> </span> °C Temp. < -10 <span> </span> °C: aparece «ERR» por low (demasiado baja) Temp. > 50 <span> </span> °C: aparece «H» por high (demasiado alta)
<b> Precisión de medición:</b>	Modo de Cuerpo: ± 0.1 <span> </span> °C entre 32 - 43.9 Modo baño de agua: ± 1 <span> </span> °C entre 5 - 50 <span> </span> °C Modo ambiente: ± 1 <span> </span> °C entre -10 - +50 <span> </span> °C
<b> Condiciones de funcionamiento:</b>	10 - 40 <span> </span> °C; 15 - 95% de humedad relativa como máximo
<b> Condiciones de almacenamiento:</b>	-25 - +60 <span> </span> °C; 15 - 95% de humedad relativa como máximo
<b> Batería:</b>	3V; CR1632
<b> Duración de la batería:</b>	aprox. 2000 mediciones (usando una batería nueva)
<b> Clase IP:</b>	IP67
<b> Referencia a los estándares:</b>	EN 12470-3, termómetros clínicos; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
<b> Vida útil esperada:</b>	5 años o 10000 mediciones

Este dispositivo esta en conformidad con los requerimientos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

- Garantía**
Este dispositivo está cubierto por una garantía de por vida a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, a nuestra discreción, MicroLife reparará o reemplazará el producto defectuoso de forma gratuita.
La garantía no será válida si abre o manipula el dispositivo.
Los siguientes artículos están excluidos de la garantía:
  - Costos de transporte y riesgos del transporte.
  - Daños causados por la aplicación incorrecta o el incumplimiento de las instrucciones de uso.
  - Daño causado por fugas de baterías.
  - Daño causado por accidente o mal uso.
  - Materiales de embalaje / almacenamiento e instrucciones de uso.
  - Comprobaciones periódicas y mantenimiento (calibración).
  - Accesorios y piezas de desgaste: Batería.
- En caso de que se requiera un servicio de garantía, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto o con su servicio local de MicroLife. Puede ponerse en contacto con su servicio local MicroLife de través de nuestro sitio web: www.microlife.com/support.
- La compensación se limita al valor del producto. La garantía se otorgará si el producto completo se devuelve con la factura original. La reparación o el reemplazo dentro de la garantía no prolonga ni renueva el período de garantía. Los reclamos y derechos legales de los consumidores no están limitados por esta garantía.

**ADVERTENCIA:** El resultado de medición dado por este dispositivo no es un diagnóstico! No confíe solo en el resultado de la medición.

- Las baterías y los dispositivos electrónicos se deben eliminar según indique la normativa local pertinente y no se deben desachar junto con la basura doméstica.

- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

- Pieza aplicada tipo BF

<b>Description du thermètre</b>	<b>FR</b>
<b>1</b> Bouton multifonction	<b>2</b> Écran
<b>3</b> Couverture du logement de la pile	<b>4</b> Capteur / embout de mesure
<b>5</b> Mode corporel	<b>6</b> Mode bain
<b>7</b> Mode température ambiante	<b>8</b> Zone de nettoyage et de désinfection (toute la surface du thermètre)

- Importantes précautions d'emploi**
  - Respectez les instructions d'utilisation. Ce document fournit des informations importantes sur le fonctionnement et la sécurité de cet appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
  - Cet appareil ne doit être utilisé que pour mesurer la température du corps humain par voie orale, rectale ou axillaire. N'essayez pas de prendre des températures sur d'autres parties, comme dans l'oreille, cela peut entraîner de fausses lectures et des lésions.
  - N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou si vous remarquez quelque chose d'inhabituel.
  - Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de nettoyer cet appareil suivant les instructions ci-dessous avant toute utilisation.
  - Toujours respecter la durée minimale de mesure en attendant que le bip retentisse.

Notez que pour certains endroits du corps, il faut prendre en compte la température même après le bip, lire la section «Méthodes de mesure / Température normale corporelle».

- Ne faites pas de prise par voie rectale sur des personnes souffrant de troubles rectaux. Cela pourrait aggraver les problèmes.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées. Possible risque d'étranglement dans le cas où l'appareil est fourni avec des câbles ou des tuyaux.
- Ne mettez pas l'appareil en service dans un champ électromagnétique de grande intensité, par exemple à proximité de téléphones portables ou d'installations radio. Garder une distance minimale de 3,3 mètres de ces appareils lors de toute utilisation.
- Veillez à ne pas laisser tomber l'instrument et à ne pas lui faire subir de chocs!
- Évitez de plier l'embout flexible du thermomètre à plus de 45 °!
- Ne pas exposer l'instrument à des températures ambiantes supérieures à 60 °C. Ne JAMAIS faire bouillir l'instrument!
- Utilisez uniquement des désinfectants commerciaux répertoriés dans la section «Nettoyage et désinfection pour nettoyer l'appareil afin d'éviter tout dommage à l'appareil».
- Nous recommandons de faire tester cet appareil pour vérifier sa précision tous les deux ans ou après un choc (par exemple en cas de chute). Veuillez contacter votre service local MicroLife pour le test.

**ATTENTION!** La mesure délivrée par ce thermomètre ne constitue pas un diagnostic! Ne pas se fier uniquement au résultat de la mesure.

- Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparation des ordures ménagères.

- Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

- Partie appliquée du type BF

**Mise en marche du thermomètre**

Pour activer le thermomètre, appuyer sur le bouton multifonction **1**; un bref bip indique que le «thermomètre est en marche» et un rétro-éclairage rouge et vert s'allume. Un test d'affichage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l'écran.

**Test de fonctionnement**

Le fonctionnement du thermomètre est testé automatiquement à chaque mise en marche. En cas d'anomalie de fonctionnement (imprécision de mesure), le message «ERR» s'affiche et la prise de mesure devient impossible. Dans ce cas, il convient de remplacer le thermomètre.

**Sélection du mode de mesure**

Appuyer sur le bouton multifonction **1** pour sélectionner le mode de mesure désiré; l'appareil sélectionnera le mode choisi après 3 secondes d'inactivité. Après la sélection du mode, le thermomètre est prêt à fonctionner.

**Utilisation du thermomètre**

**Mesure en mode corporel 5**
La dernière mesure s'affiche à l'écran **2** pendant 2 secondes avec le symbole **«M»**.

Pour une température ambiante inférieure à 34 °C, un «←» s'affiche et un «C» sur l'écran **2**. Le thermomètre est alors prêt à l'emploi. Choisir le mode de mesure. Pendant une mesure, la température en cours est affichée en permanence et clignote. Lorsqu'un long bip est émis et la température affichée ne clignote plus, la température prédictive finale a été déterminée et le thermomètre peut être lu.

4 bips courts et un rétroéclairage rouge de l'écran LCD signalent que la température peut être supérieure ou égale à 37,5 °C. Référence: température orale.

Afin d'obtenir des résultats comparables, veuillez respecter 1 minute d'intervalle entre chaque mesure.



